

РЕГИСОЛ

КИДС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

СОСТАВ на 1 саше (мг):	
Кристаллическая глюкоза	- 3631,68
Натрия хлорид	- 462,28
в том числе: натрий	- 181,85
хлорид	- 280,43
Натрия цитрат	- 400,96
в том числе: натрий	- 257,81
цитрат	- 143,15
Калия хлорид	- 305,08
в том числе: калий	- 160,00
хлорид	- 145,08

Вспомогательное вещество:
порошок банана (банановое пюре и мальтодекстрин).

Область применения:

Рекомендуется в качестве БАД к пище для поддержания водного баланса и восполнения дефицита микроэлементов в организме у детей и взрослых.

РЕГИСОЛ КИДС - является полиэлектролитным средством для пероральной регидратации. Содержит электролиты, недостаток которых отмечается при диарее или рвоте, при тепловых поражениях (тепловой удар, солнечный удар), физических нагрузок, сопровождающихся обильным потоотделением, состояниях эндогенной и экзогенной интоксикации, а также для профилактики дегидратации.

РЕГИСОЛ КИДС содержит **натрий и калий** в сбалансированном соотношении. Необходимое соотношение этих микроэлементов обеспечивает целостность саморегуляции.

Кристаллическая глюкоза является источником энергии, обеспечивающим основные потребности организма. Кроме того глюкоза выступает сорбентом и универсальным антидотом, что способствует абсорбции солей, а также помогает сбалансировать кислотно-щелочное равновесие в крови.

Цитраты участвуют в поддержании кислотно-щелочного равновесия, а также необходимы при употреблении большого количества жидкости внутрь.

Также минеральная составляющая порошка поддерживает концентрацию ионов при обильном потоотделении.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Детям старше 4 лет и взрослым – содержимое 1 пакетика добавить в 200 мл кипяченой едва теплой воды и тщательно перемешать.

Рекомендации по применению в зависимости от степени обезвоживания (дегидратации) организма и веса тела:

Масса тела	Основная регидратация Количество готового раствора РЕГИСОЛ КИДС, которое нужно принять в течение первых 3-4 часов
7 — 10 кг	400 — 1000 мл (2-5 саше)
11 — 15 кг	600 — 1500 мл (3-8 саше)
16 — 20 кг	800 — 2000 мл (4-10 саше)
21 — 24 кг	1000 — 2400 мл (5-12 саше)
> 25 кг	минимум 1500 мл (6 саше)

Пищевая ценность (г) на одно саше:

Белки	0,06 г	
Жиры	0 г	
Углеводы	3,98 г	
Энергетическая ценность	68,6 кДж/16,2 ккал	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Индивидуальная непереносимость компонентов БАД.
- Детям младше 4 лет.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Беременным и кормящим женщинам перед использованием продукта следует проконсультироваться с врачом.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

- Хранить при температуре ниже 25 ° С. Защищать от влаги.
- Готовый раствор хранить в холодильнике при температуре от 2°С до 8°С не более 24 часов.

ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА:

По 10 саше вместе с инструкцией по применению на казахском и русском языках в картонной упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Worwag Pharma Operations»
Langiewiczza 58, 95-050 Константынув Лодзинский, Польша.

ДЕРЖАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (СГР):

BELINDA LABORATORIES LLP,
Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park, SE10 9QF
Лондон, Великобритания.

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан

претензии от потребителей по качеству продукции (товара):

ТОО «Сепиус Медикал» (Цедфеи Медикал)
050045, РК, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, дом 7,

ЖК «Нурылы Тау», блок 5А, офис 247,

тел: +7 (727) 300 69 71,

E-mail: cepheusmedical@gmail.com



РЕГИСОЛ

КИДС

ТАҒАМҒА БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПАНЫ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

1 шашеңі құрамында (мг):	
Кристалды глюкоза	- 3831,68
Натрий хлориді	- 462,28
оның ішінде: натрий	- 181,85
хлорид	- 280,43
Натрия цитрат	- 400,96
оның ішінде: натрий	- 257,81
цитрат	- 143,15
Калия хлориді	- 305,08
оның ішінде: калий	- 160,00
хлорид	- 145,08

Қосымша заттері:
(банан ұнтағы (банан пюресі және мальтодекстрин)

Қолдану саласы:

Балалар мен ересектер ағзасындағы су балансын сақтау және микроэлементтердің жетіспеушілігін толтыру үшін тағамға биологиялық белсенді қоспа ретінде ұсынылады.

РЕГИСОЛ КИДС - пероральды регидратацияға арналған полиэлектролитті агент. Құрамында диарея немесе құсу кезінде, жылу ауруларында (жылу соққысы, күн соққысы), қатты терлеумен бірге жүретін физикалық белсенділікте, эндогендік және экзогендік интоксикация жағдайында, сондай-ақ дегидратацияның алдын алу үшін жетіспейтін электролиттер бар.

РЕГИСОЛ КИДС құрамында **натрий** мен **калий** теңдестірілген қатынаста болады. Бұл микроэлементтердің қажетті қатынасы өзін-өзі реттеу тұтастығын қамтамасыз етеді.

Кристалды глюкоза ағзаның негізгі қажеттілігін қамтамасыз етуші ретінде энергия көзі болып табылады. Сонымен қатар глюкоза тұздарды абсорбциялау арқылы қандағы қышқылды-сілтілік тепе-теңдікті реттеуге көмектесетін сорбент және амбебал антидот ретінде қатысады.

Цитраттар қышқыл-негіз тепе-теңдігін сақтауға қатысады, сонымен қатар сұйықтықты көп мөлшерде ішкен кезде қажет.

Сондай-ақ, ұнтақтың минералды компоненттері қатты терлеу кезінде ион концентрациясын сақтайды.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ:

4 жастан асқан балаларға және ересектерге шае-ұнтақты 200 мл қайнаған ысқылтым суға салып, жақсылап араластыру керек.

Дененің сусыздану (дегидратация) дәрежесіне және дене салмағына байланысты қолдану бойынша ұсыныстар:

Дене массасы	Негізгі регидратация РЕГИСОЛ КИДС дайын ерітіндісін алғашқы 3-4 сағат ішінде қабылдау керек мөлшері
7 — 10 кг	400 — 1000 мл (2-5 шае)
11 — 15 кг	600 — 1500 мл (3-8 шае)
16 — 20 кг	800 — 2000 мл (4-10 шае)
21 — 24 кг	1000 — 2400 мл (5-12 шае)
> 25 кг	минимум 1500 мл (6 шае)

1 ШАШЕҢІ ТАҒАМДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫ:

Ауыздар 0,06 г
Майлар 0 г
Көмірсулар 3,98 г
Энергетикалық құндылығы 68,6 кДж/16,2 ккал

ҚАРСЫ КӨРСЕТІМДЕРІ:

- ББК құрамбөліктерін жеке көтере алмай.
- 4 жастан кіші балаларға.

АЙРЫҚША НҰСҚАУЛАР:

- Екіқабат немесе емізетін әйелдер қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек.

БОСАТЫЛУ ШАРТТАРЫ:

Деріхана желілері және арнайы дүкендер, сауда желісі бөлімшелері арқылы.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ:

- 25° С-тан төмен температурада сақтау қажет. Ылғалдан қорғаңыз.
- Дайындалған ерітіндіні тоңазытқышта +2°С-ден +8° С-ге температурада 24 сағаттан аспайтын уақытта сақтау керек.

ШЫҒАРЫЛУ ТҮРІ ЖӘНЕ ҚАПТАМАСЫ:

10 пакеттен қазақ және орыс тіліндегі қолдану жөніндегі нұсқаулықпен қоса картон қаптамасына салынған.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ: 36 ай.

Қаптамасының төменгі бөлігінде көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

ӨНДІРУШІ:

ООО «Worwag Pharma Operations»
Langiewicza 58, 95-050 Константынув Лодзинский, Польша.

МТК ҰСТАУШЫСЫ:

BELINDA LABORATORIES LLP.,
Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park, SE10 9QF
Лондон, Великобритания.

Қазақстан Республикасының аумағында тұтынушылардан өнімнің (тауардың)

саласына қатысты шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы:

«Cepheus Medical» ЖШС (Цефей Медикал)

ҚР, Алматы қ. Аль-Фараби даңғылы 7, ЖК «Нурлы Тау», блок 5А, офис 247

тел: +7 (727) 300 69 71,

E-mail: cepheusmedical@gmail.com

